

#	Nº do item	Fabricante	Descrição do Item [Clique na Foto para abrir o Catálogo do Produto]	Em Estoque	Preço Promocional Válido até o Fim do Estoque
1	4083.11	Optika	<p>Câmera 3,2 Megapixels Optika Optikam Pro 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Captura de Imagens e Video com alto desempenho;</li> <li>• Adaptador C-Mount;</li> <li>• Acompanha o Software de Análise de Imagens OPTIKA VISION SOFTWARE;</li> <li>• Resolução: 2048 x 1536 pixels (3.2 Mpixel);</li> <li>• Sensor: CMOS 1/2";</li> <li>• Tamanho do Pixel: 3.2 µm x 3.2 µm;</li> <li>• Área da Imagem: 6.55 mm x 4.92 mm.</li> </ul>	1	R\$ 2.500,00
2	4083.12	Optika	<p>Câmera 5 megapixels com software Vision Pro Optika Optikam Pro 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Captura de Imagens e Video com alto desempenho;</li> <li>• Adaptador C-Mount;</li> <li>• Acompanha o Software de Análise de Imagens OPTIKA VISION SOFTWARE;</li> <li>• Resolução: 2560 x 1920 pixels (5.0 Mpixel);</li> <li>• Sensor: CMOS 1/2,5";</li> <li>• Tamanho do Pixel: 2.2 µm x 2.2 µm;</li> <li>• Área da Imagem: 5.70 mm x 4.28 mm.</li> </ul>	1	R\$ 3.700,00
3	4083.CL5	Optika	<p>Câmera CCD Colorida Refrigerada de 5 Megapixels para Aplicações de Fluorescência Optikam Pro Cool 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplicações em Fluorescência;</li> <li>• Adaptador C-Mount;</li> <li>• Acompanha o Software de Análise de Imagens OPTIKA VISION SOFTWARE;</li> <li>• Resolução: 2580 x 1944 pixels (5.0 Mpixel);</li> <li>• Sensor: CMOS 2/3";</li> <li>• Tamanho do Pixel: 2.2 µm x 2.2 µm;</li> <li>• Área da Imagem: 5.70 mm x 4.28 mm.</li> </ul>	1	R\$ 12.000,00






4	B-192	Optika	<p>Microscópio Binocular LED Objetiva Acromática 4, 10, 40, 100X Optika B-192:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Iluminação por LED com ajuste de intensidade;</li> <li>• Oculares WF10X/18mm, cabeça com rotação de 360° e inclinação de 30°;</li> <li>• Objetivas Acromáticas de 4X/0.10, 10X/0.25, 40X/0.65 e 100X/1.25;</li> <li>• Condensador tipo ABBE 1.25N.A;</li> <li>• Ajuste de distância interpupilar e dioptria.</li> </ul>		1	R\$ 900,00
5	XDS-3 FL	Optika	<p>Microscópio Invertido Trinocular de Epifluorescência HBO IOS Objetiva Planacromática Optika XDS-3 FL:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Condensador LWD 0.30N.A. (pode ser removido para aumentar a distância de trabalho até 150mm);</li> <li>• Oculares EWF10X/22mm, cabeça com inclinação de 45°;</li> <li>• Ajuste de distância interpupilar e dioptria;</li> <li>• Objetivas Planacromáticas IOS FLUO LWD 10X, 20X e 40X;</li> <li>• Luz transmitida: LED com ajuste de intensidade;</li> <li>• Luz refletida: HBO (mercúrio) de 100W;</li> <li>• Tipos de observação: Campo Claro, Contraste de Fase e Fluorescência;</li> <li>• Filtros de fluorescência: Azul e Verde.</li> </ul>		1	R\$ 30.000,00
6	B-600Ti	Optika	<p>Microscópio Trinocular IOS Objetiva Planacromática 4, 10, 20, 40, 100X Optika B-600Ti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Iluminação halógena 12V/50W, ajuste de distância interpupilar e dioptria;</li> <li>• Oculares WF10X/22mm, cabeça com rotação de 360° e inclinação de 30°;</li> <li>• Objetivas planacromáticas com aumentos de 4X, 10X, 20X, 40X e 100X.</li> </ul>		1	R\$ 4.000,00




7	B-353PLi	Optika	<p>Microscópio Trinocular LED IOS Objetiva Planacromática 4, 10, 40, 100X Optika B-353PLi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Iluminação por LED ajuste de intensidade;</li> <li>• Oculares WF10X/20mm, cabeça com rotação de 360° e inclinação de 30°;</li> <li>• Objetivas planacromáticas com aumentos de 4X, 10X, 40X e 100X;</li> <li>• Condensador tipo ABBE 1.25N.A;</li> <li>• Ajuste de distância interpupilar e dioptria.</li> </ul>		1	R\$ 1.800,00
8	GZ-416	Gyrozen	<p>Centrifuga para Bancada até 4.000rpm 2.774rcf Gyrozen GZ-416:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Microcentrifuga Multiproposta;</li> <li>• Velocidade de até 4.000rpm / 2.774 xg;</li> <li>• Diversas opções para Rotores e Adaptadores;</li> <li>• Rotor autoclavável, resistente a química e riscos;</li> <li>• Silenciosa, ruído &lt;52 dBa</li> </ul>		1	R\$ 9.500,00
9	GZ-1730R	Gyrozen	<p>Centrifuga Refrigerada de Bancada até 17.000 rpm/27.237rcf 220V com 12 adaptadores 0.2/0.5ml:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Microcentrifuga Refrigerada;</li> <li>• Velocidade de até 17.000rpm / 27.237g;</li> <li>• Rotor de Ângulo Fixo com capacidade para 24 microtubos;</li> <li>• Adaptadores para microtubos de 0.2 e 0.5ml;</li> <li>• Rotor autoclavável, resistente a química e riscos;</li> <li>• Silenciosa, ruído &lt;56 dBa</li> </ul>		1	R\$ 12.700,00




10	GZ-1312BLUE	Gyrozen	<p>Mini Centrífuga Azul com Rotor de Angulo Fixo e Adaptadores Gyrozen 220V 50/60Hz-GZ-1312 Blue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Velocidade de até 13.500rpm / 12.300 xg;</li> <li>• Capacidade para 12 x 2.0 ml, 4 x 8 tubos PCR Strips;</li> <li>• Adaptadores para microtubos de 0.2 e 0.5ml;</li> <li>• Rotor autoclavável, resistente a química e riscos;</li> <li>• Silenciosa, ruído &lt;56 dBa.</li> </ul>		1	R\$ 2.600,00
11	GZ-1312	Gyrozen	<p>Mini Centrífuga Azul com Rotor de Angulo Fixo e Adaptadores Gyrozen 220V 50/60Hz-GZ-1312 White:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Velocidade de até 13.500rpm / 12.300 xg;</li> <li>• Capacidade para 12 x 2.0 ml, 4 x 8 tubos PCR Strips;</li> <li>• Adaptadores para microtubos de 0.2 e 0.5ml;</li> <li>• Rotor autoclavável, resistente a química e riscos;</li> <li>• Silenciosa, ruído &lt;56 dBa.</li> </ul>		1	R\$ 2.600,00
12	GZ-1312PINK	Gyrozen	<p>Mini Centrífuga Azul com Rotor de Angulo Fixo e Adaptadores Gyrozen 220V 50/60Hz-GZ-1312 Pink:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Velocidade de até 13.500rpm / 12.300 xg;</li> <li>• Capacidade para 12 x 2.0 ml, 4 x 8 tubos PCR Strips;</li> <li>• Adaptadores para microtubos de 0.2 e 0.5ml;</li> <li>• Rotor autoclavável, resistente a química e riscos;</li> <li>• Silenciosa, ruído &lt;56 dBa.</li> </ul>		1	R\$ 2.600,00

13	30022011	Tecan	<p>Lavadora de Microplacas Tecan Hydroflex - Configuração <b>ESPECIAL</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Permite a lavagem de microplacas de 96 poços por tiras (pente com 8 vias);</li> <li>• Possui 2 canais para solução de lavagem e um canal para Esgoto;</li> <li>• Dispõe de dois frascos para Solução de Lavagem e um frasco para Esgoto.</li> <li>• Todos os frascos com monitoramento por sensores de nível;</li> <li>• Aplicações em Elisa e Biologia Molecular;</li> <li>• <b>Sistema de separação por filtração à vácuo;</b></li> <li>• <b>Sistema para Aplicação de Campo Magnético.</b></li> </ul>		1	R\$ 52.000,00
14	10641100	Tecan	<p>Plataforma Robótica Tecan Freedom EVO 100:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mesa de Trabalho padrão 100 cm;</li> <li>• Braço ROMA para carregamento de placas e unidades externas;</li> <li>• Braço LIHA com 8 ponteiras;</li> <li>• Seringa para 1000ul;</li> <li>• Rack para Microplacas e Rack para ponteiras descartáveis;</li> <li>• Opção de lavagem rápida para 4 e 8 ponteiras;</li> <li>• Estação de lavagem para até dois reagentes;</li> <li>• PosID, sistema para leitura de código de barras;</li> <li>• Estante para 16 Microplacas;</li> <li>• Frasco de lavagem e frasco de esgoto;</li> <li>• Software EVOware;</li> <li>• Computador <b>NÃO INCLUSO</b>.</li> </ul>		1	R\$ 550.000,00
15	10641150	Tecan	<p>Plataforma Robótica Tecan Freedom EVO 150:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mesa de Trabalho padrão 150 cm;</li> <li>• Braço ROMA para carregamento de placas e unidades externas;</li> <li>• Braço LIHA com 8 ponteiras;</li> <li>• Seringa para 1000ul;</li> <li>• Rack para Microplacas e Rack para ponteiras descartáveis;</li> <li>• Opção de lavagem rápida para 4 e 8 ponteiras;</li> <li>• Estação de lavagem para até dois reagentes;</li> <li>• Estante para 16 Microplacas;</li> <li>• Frasco de lavagem e frasco de esgoto;</li> <li>• Software EVOware;</li> <li>• Computador <b>NÃO INCLUSO</b>.</li> </ul>		1	R\$ 480.000,00




16	30025019	Tecan	<p>Plataforma Robótica Tecan Freedom EVO 75:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mesa de Trabalho padrão 75 cm;</li> <li>• Braço LIHA com 2 ponteiras;</li> <li>• Seringa para 1000ul;</li> <li>• Rack para Microplacas e Rack para ponteiras descartáveis;</li> <li>• Frasco de lavagem e frasco de esgoto;</li> <li>• Software EVOware;</li> <li>• Computador <b>NÃO INCLUSO</b>.</li> </ul>		1	R\$ 95.000,00
17	655075	Greiner	Microplaca 96 Poços Média Aderência Fundo Plano Cor Branca Greiner Lumitrac 200 Pacote com 5 Unidades		11	R\$ 50,00
18	655096	Greiner	Microplaca 96 Poços Média Aderência Fundo Plano Transparente Cor Preta Greiner UVClear Pacote com 10 Unidades		3	R\$ 40,00

19	780270	Greiner	Microplaca Deep Well 96 Poços 2ml Fundo V Cor Natural Greiner Masterblock Pacote com 1 Unidade	62	R\$ 999,00
					
20	30020748	Tecan	Bandeja com 30 Poços 3ml Caixa com 25 para Tecan Profiblot T30	1	R\$ 170,00
					
21	10612517	Tecan	Ponteira descartável com filtro 10uL caixa com 2304 para Tecan Freedom	3	R\$ 3.768,10
					

22	10612511	Tecan	Ponteira Descartável <b>COM</b> Filtro 200uL Caixa com 17280 para Tecan Freedom		1	R\$ 5.981,10
23	30038614	Tecan	Ponteira Descartável sem Filtro 100ul Arranjo Compacto Caixa com 3840 para Tecan Freedom MCA96		2	R\$ 871,00
24	2902-3	HTL	Dosador Combitips 1,250mL Não Estéril Pacote com 50 para Eppendorf Repeaters		2	R\$ 10,00



25	2906-3	HTL	Dosador Combitips 5mL Não Estéril Pacote com 50 para Eppendorf Repeaters		5	R\$ 165,00
						[FLY-0012_2017_V11] [Queima Geral de Estoque]